

Thermohospital

Desinfitseerivatele ainetele vastupidav vaha

- ▲ Iseläigestuv polümeervaha kasutamiseks haiglates ja hooldekodudes
- ▲ Silmapaistvad kaitsekihti moodustavad omadused
- ▲ Eriti vastupidav, mustust hülgev, pühkimis- ja libisemiskindel
- ▲ Väga hea veekindlus
- ▲ Vastupidav pindade desinfitseerimisainetele
- ▲ Kätedesinfitseerimisaine võib ajutiselt veidi kahjustada vahakihti



Kasutamine

Sobib kasutamiseks veekindlatel, vahatatavatel, vahaemaldust taluvatel põrandakatetel nagu nt. PVC, kumm, linoleum, poorsed looduslikud- ja tehiskivid. Polüüretaan- või polüetüleenpõrandakatete puhul testige toote kinnitumist põrandakattematerjalile.

Juhend

Palun testige toodet materjalile sobivuse tagamiseks esmalt silmatorkamatus kohas. Ärge laske vahal vahatamismopi külge kuivada. Sulgege kanister koheselt peale kasutamist. Vältige kasutamise ja kuivamise ajal tuuletõmbust.

Kaitsmine:

Sõltuvalt põrandakattematerjali poorsusest, 2–3 kihti umbes 30 minutise intervalliga.

Pärast vana vaha eemaldamist ja lühikest kuivamisaega kandke pinnale õhuke kiht lahjendamata toodet, kasutades nt. lamedat plaاتمoppi. Kulu: 25,0 ml/m² 1 kihi kohta.



Märkus

Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest tekitatud kahjude eest. Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EC Art. 1! Kaitsta külmumise eest.

Koostisosad

Sünteesilised dispersioonühendid, tugevad polüetüleenvahad, vees lahustuvad lahustid, pehmedaja, säilitusained.
pH väärtus (kontsentraat): u 8,5